

Анти-Мышиное Cd11A Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P24063

Артикул: CM0009265

введение

Конъюгированное с кроличье анти-мышиное CD11a моноклональное антитело для проточной цитометрии. Нацелено на интегрин альфа-L (LFA-1), участвующий в адгезии лейкоцитов, миграции и формировании иммунного синапса. Подходит для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD11a mAb
Примечания/Альтернативные названия	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Вид	Мышь
Gene ID (Человек)	3683
Gene ID (Мышь)	16408
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 149-340 мышиного CD11a (NP_001240801.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24063
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом