


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd11b (Биотин) Для Проточной Цитометрии - P05555

Артикул: CM0004150



введение

Конъюгированное с биотином кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD11b (Интегрин альфа-M, ITGAM), для приложений проточной цитометрии (FC). Валидировано на образцах мыши, рекомбинантный иммуноген, прогнозируемый молекулярный вес 127 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин Кроличье mAb против мышиного CD11b
Примечания/Псевдоним	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3684
GeneID	16409
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярный вес белка	127kDa
Доставка	Сумка со льдом