


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd11b, Конъюгированное С , Для Проточной Цитометрии — P05555

Артикул: CM0012723



введение

Моноклональное кроличье антитело против мышиного CD11b, конъюгированное с , предназначенное для проточной цитометрии. Валидировано для мышей. Иммуноген — рекомбинантный белок. Идеально подходит для изучения функции интегрина альфа-M у моноцитов, макрофагов и микроглии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье мКАт против мышиного CD11b
Примечания/Синонимы	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3684
ID гена (мышь)	16409
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	Холодильный пакет