


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd11b Для Проточной Цитометрии - P05555

Артикул: CM0005854



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD11b (интегрин альфа-M), валидированное для проточной цитометрии. Распознает внеклеточный домен. Подходит для исследований адгезии лейкоцитов, функции рецепторов комплемента и активности микроглии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антимышиное моноклональное антитело к CD11b
Примечания/Альтернативные названия	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3684
ID гена	16409
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	Хладоэлемент