


Антимышиное Моноклональное Антитело Против Cd11b (PerCP) Для Проточной Цитометрии - P05555

Артикул: CM0006080



введение

Конъюгированное с PerCP кроличье моноклональное антитело против мышиного CD11b, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на интегрин альфа-M (Mac-1), рецептор адгезии лейкоцитов. Подходит для иммунологических исследований. SWISS P05555.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Кроличье антимышиное CD11b мАт
Примечания/Псевдоним	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3684
GeneID	16409
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярный вес белка	127кДа
Доставка	В ледяном пакете