

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd11c Для Проточной Цитометрии - Q9Qxh4

Артикул: CM0012248

введение

Моноклональное антитело против мышиного CD11c, конъюгированное с красителем , валидировано для применения в проточной цитометрии (FC). Подходит для изучения интегрин альфа-X в процессе адгезии иммунных клеток и развития воспалительных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Информация
Название продукта	антитело против мышиного CD11c, мкА
Примечания/Альтернативные названия	Cт4; N418; Cd11c
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3687
GeneID	16411
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD11c
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QXH4
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом