

Моноклональное Антитело Против Cd11c Мыши Для Проточной Цитометрии — Q9Qxh4

Артикул: CM0010837

введение

Моноклональное антитело против CD11c мыши, полученное из антител армянского хомяка, валидированное для проточной цитометрии (FC). Нацелено на интегрин альфа-X мыши — ключевой рецептор адгезии, участвующий в иммунных реакциях. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	mAb против CD11c мыши
Примечания/псевдонимы	Cr4; N418; Cd11c
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3687
Идентификатор гена (мышь)	16411
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD11c мыши
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QXh4
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом