

Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd11c Для Проточной Цитометрии - Q9Qxh4

Артикул: CM0008670

введение

Армянские хомячьи моноклональные антитела против мышиного CD11c (Интегрин альфа-X), валидированные для проточной цитометрии. Распознают мышиный CD11c; иммуноген — рекомбинантный белок. Идеально подходят для исследований воспалительного ответа и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	мАб против мышиного CD11c
Примечания/Псевдоним	Cr4; N418; Cd11c
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3687
GeneID	16411
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD11c
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QXH4
Молекулярный вес белка	129кДа
Доставка	Сумка со льдом