

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd11c, Меченное , Для Проточной Цитометрии — Q9Qxh4

Артикул: CM0006015

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело против мышиного CD11c (клон N418), валидированное для применения в проточной цитометрии. Направлено на интегрин альфа-X, маркер дендритных клеток, предназначено для анализа иммунных клеток мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Антитело против мышиного CD11c, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	Cт4; N418; Cd11c
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3687
ID гена	16411
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD11c
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QXH4
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	С хладоэлементом