


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd122 Для Проточной Цитометрии - P16297

Артикул: CM0011107



введение

Крысиное моноклональное антитело, конъюгированное с , специфичное к мышиному CD122 (бета-субъединица рецептора IL-2). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения передачи сигналов IL-2 и функции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиное анти-мышиное CD122 mAb
Примечания/Альтернативные названия	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3560
GeneID	16185
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтезированный пептид, полученный из мышиного CD122.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16297
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом