

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd124/Il-4Ra Для Проточной Цитометрии - P16382

Артикул: CM0009485

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD124/IL-4Ra, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на альфа-цепь рецептора интерлейкина-4 мыши (UniProt P16382). Идеально для исследований дифференцировки Th2, аллергии и IgE.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD124/IL-4Ra
Примечания/Альтернативные названия	Il4r; CD124
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3566
ID гена	16190
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-233 мышиного CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16382
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом