


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd127/Il-7Rα () Для Проточной Цитометрии - P16872

Артикул: CM0004679



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD127/IL-7Rα (UniProt P16872). Валидировано для проточной цитометрии. Специфично к мыши, иммуноген - рекомбинантный белок, молекулярная масса 51 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Мышиный CD127/IL-7Rα мАт
Примечания/Альтернативные названия	CD127; IL-7Ralpha
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3575
ID гена (Мышь)	16197
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-239 мышиного CD127/IL-7Rα (NP_612564.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16872
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом