


Моноклональное Антитело Anti-Mouse Cd127/Il-7Rα Для Проточной Цитометрии - P16872

Артикул: CM0011468



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиногo CD127 (IL-7Rα), для проточной цитометрии (FC). Валидировано на мышах; подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD127/IL-7Rα mAb
Примечания/Псевдоним	CD127; IL-7Rαalpha
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3575
ID гена (Мышь)	16197
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-239 мышиногo CD127/IL-7Rα, NP_612564.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16872
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент