


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd130/Gp130 Для Проточной Цитометрии - Q00560

Артикул: CM0008764



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD130/gp130 для проточной цитометрии (FC). Нацелено на бета-субъединицу рецептора ИЛ-6, что позволяет проводить исследования сигнальных путей цитокинов, иммунорегуляции и воспаления. – Q00560.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против мышиного CD130/gp130
Примечания/Псевдоним	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3572
ID гена (Мышь)	16195
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-617 мышиного CD130/gp130 (NP_034690.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00560
Молекулярный вес белка	102 кДа
Доставка	С ледяным пакетом