

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd130/Gp130 Для Проточной Цитометрии - Q00560

Артикул: CM0008992



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD130/gp130 (SWISS Q00560), конъюгированное с красителем , для проточной цитометрии. Реагирует с мышиным белком, иммуноген соответствует внеклеточному домену (аминокислоты 23-617).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD130/gp130
Примечания/Синонимы	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3572
GeneID	16195
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-617 мышиного CD130/gp130 (NP_034690.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00560
Молекулярная масса	102 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом