

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd138/Syndecan-1, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии - P18828

Артикул: CM0009776

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD138/Syndecan-1, конъюгированное красителем , валидированное для применения в проточной цитометрии. Антитело распознает внеклеточный домен белка и подходит для изучения опосредованной протеогликанами клеточной адгезии, биологии экзосом и сигнальных путей MSX1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD138/Syndecan-1, мкА
Примечания/Альясы	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6382
GeneID (мышь)	20969
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-255 мышиного CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18828
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет