

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd140B/Pdgfr Beta (Pe) Для Проточной Цитометрии - P05622

Артикул: CM0008923



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD140b/PDGFR beta, для проточной цитометрии. Подходит для исследований ангиогенеза, сердечно-сосудистого развития и почечного фиброза. Валидировано на образцах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Mouse CD140b/PDGFR beta mAb
Примечания/Псевдоним	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5159
GeneID	18596
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-530 мышиного CD140b/PDGFR beta (NP_032835.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05622
Молекулярный вес белка	123 кДа
Доставка	Сумка со льдом