

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd146, Меченное , Для Пцф - Q8R2Y2

Артикул: CM0009184

введение

Моноклональное антитело кролика против мышиного CD146, меченное , валидировано для проточной цитометрии (ПЦФ). Направлено против мышиного CD146/MUC18/джисерина с молекулярной массой ~71 кДа. Рекомбинантный иммуноген. Подходит для исследований клеточной адгезии и меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD146, меченное
Примечания/Синонимы	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Вид мишени	Мышь
ID гена (Человек)	4162
ID гена	84004
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 24-563 мышиного CD146 (NP_075548.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8R2Y2
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	С ледяным пакетом