

Антимышиная Моноклональная Антитело К Cd150/Slam Для Проточной Цитометрии - Q9Qum4

Артикул: CM0011136

введение

Конъюгированная с кроличья антимышиная моноклональная антитело к CD150/SLAM для проточной цитометрии. Направлена на мышиный член семейства SLAM 1, мембранный рецептор массой 38 кДа, участвующий в иммунной передаче сигналов. Реагирует с мышиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антимышиная моноклональная антитело к CD150/SLAM
Примечания/Синонимы	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6504
GeneID	27218
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-242 мышиногo CD150/SLAM (NP_038758.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QUM4
Масса белка	38 кДа
Доставка	С пакетом льда