

Моноклональное Антитело Anti-Mouse Cd161c/Nk1.1 Для Fc - P27814

Артикул: CM0012264

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD161c/NK1.1 мыши, для проточной цитометрии. Позволяет изучать цитотоксичность естественных киллерных клеток и продукцию интерферона-гамма. Реагирует с антигеном мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-мышиное МАб к CD161c/NK1.1
Примечания/псевдонимы	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3820
GeneID	17059
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-223 CD161c/NK1.1 мыши (NP_001153376.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P27814
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом