

## Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd161c/Nk1.1, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии - P27814

Артикул: CM0012413

### введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD161c/NK1.1 (P27814), конъюгированное красителем . Подходит для детекции натуральных киллеров методом проточной цитометрии (ПЦ) в исследованиях по иммунологии и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье анти-мышиное моноклональное антитело против CD161c/NK1.1                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klr1b1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NK-RP1.9                       |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                                                |
| GeneID (человек)                   | 3820                                                                                                                                                |
| GeneID                             | 17059                                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67–223 мышиного белка CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                              |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                             |
| Применение                         | ПЦ                                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                                                |
| SWISS                              | P27814                                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 25 кДа                                                                                                                                              |
| Доставка                           | Сумка-холодильник с аккумуляторами холода                                                                                                           |