

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd19, Конъюгированное С , Для Проточной Цитометрии — P25918

Артикул: CM0008152

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD19, напрямую конъюгированное с флуорохромом , предназначенное для проточной цитометрии (ПЦ). Валидировано для использования с мышиными образцами, получено с использованием рекомбинантного иммуногена CD19 мыши. Идеально подходит для исследований В-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к мышиному CD19, мкАт
Вид	Мышь
ID гена (человек)	930
ID гена	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD19.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с❄️