

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd204 Для Проточной Цитометрии — P30204

Артикул: CM0005372



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на мышиный CD204 (MSR1), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследования макрофагальных скавенджерных рецепторов при атеросклерозе, врожденном иммунитете и образовании пенистых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против мышиного CD204, клон
Примечания/Альтернативные названия	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	4481
ID гена	20288
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 350–458 мышиного CD204 (NP_001106797.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P30204
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодовой пакет