

Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd215/IL-15Rα () Для Иф/Ицц, Пц - Q60819

Артикул: CM0009236



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, специфичные к альфа-субъединице рецептора интерлейкина-15 мыши (CD215/IL-15Rα). Валидированы для ИФ/ИЦЦ и ПЦ, позволяют проводить обнаружение и анализ сигналинга IL-15 в образцах мыши. SWISS: Q60819, молекулярная масса белка 28 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD215/IL-15Rα mAb
Примечания/Псевдоним	IL15ra
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3601
ID гена	16169
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-205 мышиного CD215/IL-15Rα (NP_032384.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60819
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом