

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd215/IL-15R α Для Иф/Мцп, Пц - Q60819

Артикул: CM0009560



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD215/IL-15R α для иммунофлуоресценции (ИФ/МЦП) и проточной цитометрии. Специфично к мыши; иммуноген соответствует а.к. 33-205. Молекулярная масса белка 28 кДа. Подходит для изучения сигнальных путей рецептора IL-15.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD215/IL-15R α mAb
Примечания/Псевдоним	IL15ra
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3601
ID гена	16169
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/МЦП, ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60819
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В ледяном пакете