

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd22 () Для Проточной Цитометрии - P35329

Артикул: CM0010842

введение

Это конъюгированное с кроличье моноклональное антитело специфически детектирует мышиный CD22 (Siglec-2), ингибиторный корецептор В-клеток, валидированное для проточной цитометрии в иммунологических исследованиях и исследованиях В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD22 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Вид	Мышь
GeneID (человек)	933
GeneID	12483
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-151 мышиного CD22 (NP_033975.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35329
Молекулярная масса белка	89кДа/93кДа/97кДа
Условия доставки	В пакете со льдом