

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd22, Меченное , Для Иф-П, Фц — P35329

Артикул: CM0008851

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с флуорофором , направленное против мышиного CD22 (Siglec-2). Валидировано для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии на В-клетках, подходит для исследований в области биологии В-клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное мкАт против CD22
Примечания/алиасы	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Вид	Мышь
ID гена (человек)	933
ID гена (мышь)	12483
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 22-151 мышиного CD22 (NP_033975.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ-П, ФЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35329
Молекулярная масса белка	89кДа/93кДа/97кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом