

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd22 Для Проточной Цитометрии - P35329

Артикул: CM0011568

введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD22 (Siglec-2). Валидировано для проточной цитометрии, идеально для исследований биологии В-клеток, иммунологии и передачи сигналов. Обнаруживает нативный поверхностный CD22.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD22 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	Lyb8, Lyb-8, A530093D23
Вид	Мышь
GeneID (человек)	933
GeneID	12483
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-151 мышиного CD22 (NP_033975.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35329
Молекулярная масса белка	89кДа/93кДа/97кДа
Условия доставки	В пакете со льдом