

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd223/Lag-3 Для Проточной Цитометрии - Q61790

Артикул: CM0012353



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного LAG-3 для проточной цитометрии. Направлено на мышиный CD223 — иммунный контрольный рецептор на Т-клетках. Подходит для исследований в области иммуноонкологии и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к мышиному CD223/LAG-3, моноклональное
Примечания / Алиасы	Ly66; CD223; LAG-3
Вид реагирования	Мышь
GeneID (Человек)	3902
GeneID	16768
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-442 мышиного CD223/LAG-3 (NP_032505.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61790
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом