

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd23 Для Fc - P20693

Артикул: CM0005061

введение

Моноклональное антитело кролика против мышиного CD23, валидированное для проточной цитометрии (FC). Распознает мышиный CD23, низкоаффинный рецептор IgE, критически важный для регуляции IgE и дифференцировки В-клеток. Идеально подходит для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD23
Примечания/Алиасы	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2208
GeneID	14128
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-331 мышиного CD23 (NP_038545.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P20693
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В пакете со льдом