

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd24, Конъюгированное С , Для If/Icc, If-P, Fc — P24807

Артикул: CM0004092

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD24, валидированное для иммунофлуоресценции клеток/клеточных культур (IF/ICC), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P) и проточной цитометрии. Подходит для исследований дифференцировки иммунных клеток мыши, развития тимоцитов и активации В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное моноклональное антитело к CD24
Примечания/Алиасы	HSA; Cd24; Ly-52; нектадрин
Вид	Мышь
ID гена (человек)	100133941
ID гена	12484
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 27-53 мышиного CD24 (NP_033976.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24807
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	С хладагентом