

Поликлональное Антитело Против Cd24 Мыши Для Wb, Fc, Elisa — P24807

Артикул: CM0023025

введение

Rabbit pAb против CD24 мыши — поликлональное антитело, полученное у кролика против рекомбинантного белка CD24 мыши. Валидировано для WB, FC, ELISA на образцах мыши. Подходит для исследований CD24 в области иммунологии, дифференцировки клеток и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit pAb против CD24 мыши
Вид	Мышь
GeneID (человек)	100133941
GeneID	12484
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-53 CD24 мыши NP_033976.1
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P24807
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом