

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd25, Конъюгированное С , Для Проточной Цитометрии - P01590

Артикул: CM0004537

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на мышиный CD25, подходит для анализа регуляторных Т-клеток методом проточной цитометрии. Поддерживает исследования иммунной толерантности и аутоиммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD25, конъюгированное с
Примечания/Альтернативные названия	CD25; IL2r; Ly-43
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3559
GeneID	16184
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом