

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd252 (Лиганда Oх40) Для If/Icc, Fc — P43488

Артикул: CM0005720

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD252 (лиганд OX40) для иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований ко-стимуляции Т-клеток. Обнаруживает белок с молекулярной массой 22 кДа. UniProt P43488.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD252 (лиганда OX40), клонированное
Примечания/синонимы	Ath1; gp34; Ath-1; Oх40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Вид	Мышь
GeneID (человек)	7292
GeneID	22164
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 51-198 мышиного CD252 (лиганда OX40) (NP_033478.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P43488
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Ледяной пакет