

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd270/Hvem Для Проточной Цитометрии - Q80Wm9

Артикул: CM0011009



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD270/HVEM, конъюгированное с , валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований иммунной регуляции, сигналинга Т-клеток и защиты хозяина. SWISS: Q80WM9.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD270/HVEM mAb
Примечания/Альтернативные названия	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	8764
GeneID	230979
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-207 мышиного CD270/HVEM (NP_849262.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q80WM9
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом