

Моноклональное Антитело Anti-Mouse Cd272/Btla () Для Проточной Цитометрии — Q7Tsa3

Артикул: CM0010875



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD272/BTLA мыши, валидированное для проточной цитометрии. Оптимально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии, выявляет BTLA на лимфоцитах и других иммунных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-мышиное моноклональное антитело к CD272/BTLA
Примечания/псевдоним	A630002H24
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	151888
Идентификатор гена	208154
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-176 мышиного CD272/BTLA (NP_001032808.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q7TSA3
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом