


Кроличья Моноклональная Антитела Против Мышиного Cd274 (Pd-L1) Для Вб, Иф/Икк, Иг-Г, Фц, Ифа — Q9Ep73

Артикул: CM0008156



введение

Кроличья моноклональная антитела против мышиного CD274 (PD-L1, B7-H1). Валидирована для ВБ, ИФ/ИКК, ИГ-Г, ФЦ, ИФА. Направлена на иммунную контрольную точку PD-L1 для исследований в области онкологии и аутоиммунных заболеваний. Реактивна к мышам.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD274 кроличья мкАнт
Примечания/Синонимы	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	29126
GeneID	60533
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИГ-Г, ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9EP73
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет