


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd274/Pd-L1 () Для Проточной Цитометрии - Q9Er73

Артикул: CM0010283



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD274/PD-L1, валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает иммунноконтрольный белок PD-L1, играющий ключевую роль в изучении регуляции Т-клеток и механизмов уклонения опухолей от иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD274/PD-L1 mAb
Примечания/Псевдонимы	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	29126
GeneID	60533
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-235 мышиного CD274/PD-L1 (NP_068693.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9EP73
Молекулярная масса белка	32кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент