

Моноклональное Антитело Anti-Mouse Cd28 () Для Проточной Цитометрии — P31041

Артикул: CM0012064



введение

Моноклональное кроличье антитело к CD28 мыши, конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на костимулирующий рецептор Т-клеток CD28 (Swiss-Prot P31041) для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD28 mAb
Примечания/алиас	Cd28
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	940
Идентификатор гена (мышь)	12487
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-149 CD28 мыши (NP_031668.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P31041
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом