

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd3 Для Проточной Цитометрии - P04235 / P22646

Артикул: CM0010092

введение

Моноклональное антитело крысы против мышиного CD3 , валидированное для проточной цитометрии, распознающее как дельта-, так и эпсилон-цепи CD3 (P04235/P22646). Идеально подходит для иммунотипирования Т-клеток и исследований адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крыса против мышиного CD3 mAb
Примечания/Псевдонимы	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Вид	Мышь
ID гена (человеческий)	916/915
ID гена	12500/12501
Иммуноген	Синтезированный пептид, полученный из мышиного CD3
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04235/P22646
Молекулярный вес белка	19кДа/21кДа
Доставка	Сумка со льдом