

Моноклональное Анти-Мышиное Cd3 Антитело Для Проточной Цитометрии - P04235 / P22646

Артикул: CM0010174

введение

Крысиное моноклональное анти-мышиное CD3 антитело, валидированное для проточной цитометрии. Распознает как цепь CD3δ (19 кДа), так и цепь CD3ε (21 кДа) комплекса TCR-CD3. Идеально подходит для исследований Т-клеток в образцах мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиное анти-мышиное CD3 mAb
Примечания/Псевдоним	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Вид	Мышь
GeneID	12500/12501
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтезированный пептид, полученный из мышиного CD3.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04235/P22646
Молекулярный вес белка	19 кДа/21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник