


Моноклональные Антитела К Мышиному Cd317/Bst2 Для Проточной Цитометрии - Q8R2Q8

Артикул: CM0008782



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела к мышиному CD317/BST2, предназначенные для проточной цитометрии. Специфичны к мышиному CD317 (антиген стромальных клеток костного мозга 2), ключевому фактору ограничения вирусной репликации, экспрессируемому в клетках, продуцирующих интерферон I типа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб к Mouse CD317/BST2
Примечания/Псевдонимы	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 231001510Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	684
ID гена	69550
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-152 мышиного CD317/BST2 (NP_932763.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Кросс-реактивность	Мышь
SWISS	Q8R2Q8
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка-холодильник