


Кроличья Моноклональная Антитела Против Мышиного Cd317/Bst2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8R2Q8

Артикул: CM0005009



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на мышиный CD317/BST2 (антиген 2 стромальных клеток костного мозга), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований противовирусного иммунитета и врожденного иммунитета на моделях мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD317/BST2 кроличья моноклональная антитела
Примечания/Синонимы	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Вид антигена	Мышь
GeneID (человек)	684
GeneID	69550
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 55-152 мышиного CD317/BST2 (NP_932763.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8R2Q8
Молекулярная масса белка	19кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом