

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd32 Мыши Для IHC-P, Fc, Elisa — P08101

Артикул: CM0012222

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против CD32 мыши, валидированное для IHC-P, FC и ELISA. Подходит для изучения функций Fc-гамма-рецептора IIB в биологии иммунных комплексов и модуляции В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CD32
Примечания/синонимы	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	2213
GeneID	14130
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30–207 CD32 мыши (NP_034317.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P08101
Молекулярная масса белка	31 кДа/33 кДа/36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом