

Моноклональное Антитело Anti-Mouse Cd34 Для Проточной Цитометрии — Q64314

Артикул: CM0010426

введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к мышиному CD34 — мембранному белку с молекулярной массой 41 кДа. Валидировано для проточной цитометрии (FC), предназначено для детекции гемопоэтических прогениторных клеток. Идеально подходит для исследований гемопоэза и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
Примечания/алиасы	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	947
GeneID	12490
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64314
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодильный пакет