

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd34 Для Проточной Цитометрии - Q64314

Артикул: CM0010236

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD34, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований гемопоэтических стволовых клеток. Перекрестная реакция с мышью. MB: 41 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
Примечания/Псевдоним	CD34;молекула CD34;GIG3;MORT1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	947
GeneID	12490
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-287 мышиного CD34 (NP_598415.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64314
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Сумка со льдом