

Моноклональное Антитело Против Cd38 Мыши Для Проточной Цитометрии — P56528

Артикул: CM0012440



введение

Кроличье моноклональное антитело против CD38 мыши, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на белок 1 АДФ-рибозилциклазы/гидролазы циклической АДФ-рибозы, трансмембранный гликопротеин, участвующий в передаче сигналов кальция и активации лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD38 мыши
Примечания/псевдонимы	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	952
GeneID	12494
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-304 CD38 мыши (NP_031672.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P56528
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом