

Антимышшиная Моноклональная Антитело Против Cd4 (Арс/Цианин7) Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0009361

введение

Кроличья моноклональная антитело против мышиногo CD4, конъюгированная с APC/Цианин7, валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения развития Т-хелперов, иммунного ответа и функций корецептора МНС класса II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 кроличья антимышшиная моноклональная антитело против CD4
Примечания/Альтернативные названия	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	920
GeneID	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодовая упаковка