

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd4 Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0004845

введение

Высокопроизводительное моноклональное антитело Кролика против мышиного CD4, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на гликопротеин CD4, необходимый для функции Т-хелперных клеток и исследований иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональное антитело Кролика против мышиного CD4
Примечания/Альтернативные названия	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	920
ID гена	12504
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом