

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd4 Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0010661

введение

Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD4, валидированное для проточной цитометрии. Распознает мышиный CD4 (L3T4, Ly-4) — маркер Т-хелперных клеток, необходимый для функции корцептора МНС класса II. Подходит для профилирования иммунных клеток в образцах мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD4 mAb
Примечания/Алиасы	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	920
GeneID	12504
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	С ледяным пакетом